

Tissue stimulators

The main task of tissue stimulators is to rebuild the structure of the skin by stimulating the production of collagen and elastin. Stimulators safely slow down the natural aging processes of the skin, improve its structure, and allow for the reconstruction of the lost facial oval. Tissue stimulators undergo complete biodegradation in the body. They are an excellent alternative to fillers because they provide a more durable and natural effect. Unlike fillers, tissue stimulators remove the direct cause of the problem and visibly slow down the aging processes of the skin.

At our Estetica Med Institute in Bielsko-Biała, we use a wide range of tissue stimulators:

- L-polylactic acid (PLLA)
- Polycaprolactone (PCL)
- Porcine atelocollagen
- Amino acids
- Polynucleotides
- Growth factors
- Pseudo-stimulators (Profilo, Ejal 40, Xela Rederm, Electri, horse atelocollagen, type I collagen)

Treatments using tissue stimulators can be applied to areas such as:

- Tear troughs
- Nasolabial folds
- Marionette lines
- Hands
- Neck
- Décolletage

Each stimulator has its properties, and therefore, the selection of the preparation for the type of skin and the current needs of the client requires specialized knowledge from the person performing the procedure.

Стимуляторы коллагена


Основная задача стимуляторов коллагена – восстановить структуру кожи за счёт усиленной выработки коллагена и эластина. Стимуляторы коллагена безопасны в использовании, поскольку подвергаются полной биодegradации в организме. Они замедляют естественные процессы старения кожи, улучшают ее структуру и позволяют восстановить утраченный овал лица. Являются прекрасной альтернативой филлерам, поскольку обеспечивают более долгосрочный и естественный эффект. В отличие от филлеров, стимуляторы коллагена устраняют непосредственную причину проблемы и заметно замедляют процессы старения кожи. В нашем Институте Estetica Med в городе Бельско-Бяла мы используем широкий набор тканевых стимуляторов:

- L-полимолочная кислота (PLLA)
- Поликапролактон (PCL)
- Ателокollagen свиньи
- Аминокислоты
- Полинуклеотиды
- Факторы роста
- Псевдостимуляторы (Profilo, Ejal 40, Xela Rederm, Electri, лошадиный ателокollagen, коллаген I типа).

Процедуры с использованием стимуляторов коллагена можно проводить в таких областях, как:

- Слезные впадины,
- Носогубные складки,
- Кисетные морщины вокруг рта,
- Руки,
- Шея,
- Декольте.

Каждый стимулятор обладает особыми свойствами, поэтому подбор препарата, соответствующего типу кожи и текущим потребностям клиента, требует специальной подготовки от специалиста, проводящего процедуру.



Estetica Med Clinic Batumi